

LIFEPAK 12

Monitor-desfibrilador · lo esencial antes y durante la intervención

Energías e indicaciones:
según vuestro protocolo

1 Antes de salir (cada guardia)

- ☐ Aspecto: sin golpes, limpio
- ☐ 2 baterías cargadas
- ☐ Cable de terapia y conector intactos
- ☐ Parches, electrodos y papel **en fecha**
- ☐ Descarga de prueba 200 J → **ENERGY DELIVERED**
- ☐ User Test (OPTIONS)

¿Falla algo? → **fuera de servicio** y avisar

⚠ La trampa de la batería

Al pulsar **CHARGE**, una batería débil puede **apagar el equipo sin aviso**.Se apaga o sale **REPLACE BATTERY** → cambiar la batería **ya**.

Voz del DEA débil = batería baja. Sin soporte del fabricante desde 2020: cuidadlo.

2 Modo DEA · paciente inconsciente, sin respiración normal, sin pulso

1
ON + parchesCONNECT
ELECTRODES2
ANALYZENadie toca · STAND
CLEAR3
SHOCK ADVISED

Carga sola

4
¡Fuera! SHOCKPUSH SHOCK
BUTTON5
RCPSTART CPR · 2 min por
defectoVehículo **PARADO** para analizarParches **ANTEROLATERALES**

< 8 años: protocolo pediátrico

Radios **lejos**3 Modo manual Solo acreditados en ritmos, con orden médica

Desfibrilar

Energía

CHARGE

¡Fuera!

SHOCK

Cardioversión

SYNC

Marcas
en QRSSHOCK
mantenido

Marcapasos

PACER

RATE

mA

↑

¿Pulso?

Nunca en asistolia ni AESP. 60 s sin descargar → la carga se pierde. Niños: 4 J/kg (ERC).

¿2.ª descarga? Comprueba SYNC.
¿Pasa a FV? Apaga SYNC y desfibrila.
Consciente: sedación (orden médica).

Pon también cable ECG: electrodo suelto =
estimula a ciegas. Parche suelto = se para y
vuelve a 0 mA. Alarma FV/TV desactivada.

4 Monitorizar sin caer en las trampas

SpO2

Humo / CO: **puede marcar normal** con hipoxia. Frío,
movimiento, manguito en el
mismo brazo.

PNI

~40 s. Falla con arritmias,
shock, baches. Nunca en el
brazo del suero.

EtCO2

Línea **primero al monitor**, luego al paciente.
Curva que desaparece =
alarma clínica.

12 derivaciones

V1: 4.º EIC, borde esternal
derecho. Miembros en
extremidades. Imprimir.

Si el número no encaja con el paciente → cree al paciente · Tras el servicio: imprimir CODE SUMMARY, reponer, 2 baterías, limpiar sin lejía